

# 4R10=111 Quickchange

Jedno kliknutí – neomezené možnosti

Existuje mnoho důvodů, proč uživatelům protéz nestačí na všechny aktivity pouze jedno chodidlo. Někdy potřebují protézové chodidlo na běžnou chůzi, jindy voděodolné. Někdy chtějí vybírat z několika druhů obuvi s různou výškou podpatku nebo si zasportovat se speciálním chodidlem. Tuto variabilitu nyní elegantně řeší adaptér Quickchange, se kterým si mohou rychle a jednoduše vyměnit protézové chodidlo sami uživatelé.

## 1 Horní část

je upevněna pod pahýlovým lůžkem nebo kolenním kloubem. Magnety pomáhají s polohováním a vytvoří počáteční připojení mezi dolní částí adaptéru a distálním koncem protézy.

## 2 Dolní část

je upevněna nad protézovým chodidlem. Součástí dodávky jsou dvě dolní části, se kterými může uživatel používat pro jednu protézu dvě různá chodidla. Pokud je nutné používat ještě více protézových chodidel, lze objednat další dolní část jako náhradní díl (4R10=01).

## 3 Aretační pin

vytváří konečné připojení mezi horní a dolní částí. Při výměně chodidel uživatel jednoduše rukou utáhne pin. Lze jej objednat i jako náhradní díl (4X345).



## Výhody

- Volnost výběru:  
Uživatelé mohou používat chodidla s různými funkcemi.
- Snadná montáž:  
Používáním Quickchange se stavba protézy nezmění. Adaptér se namontuje jako běžný stavební komponent.
- Zkušební vybavení:  
Provádění zkušebních vybavení pro testování různých chodidel je mimořádně jednoduché.
- Bezpečnost:  
Quickchange byl testován podle ISO 10328. Aretační pin zajišťuje bezpečné spojení do další výměny chodidla.
- Snadné použití:  
Uživatelé mohou manipulovat s Quickchange podle vlastní potřeby, bez použití nástrojů.

## Technické údaje

Stupeň aktivity	2–4
Max. tělesná hmotnost*	125 kg
Oblast použití	TT, TF/KD/HD pod kolenním kloubem
Proximální připojení	pyramidový adaptér
Distální připojení	připojení na 4 otvory
Hmotnost	220 g
Systémová výška	12 mm
Materiál	hliník
Voděodolný	vč. slané a sladké vody
Doporučené kombinace	Genium X3, Genium, Triton Family, Challenger

\* v kombinaci s určitými protézovými chodidly se může maximální přípustná tělesná hmotnost lišit.