

1E93 Runner junior

1 1E93 Runner junior

Runner junior se vyznačuje mechanicky odolnou a lehkou karbonovou pružinou, která sportujícímu dítěti zajišťuje nejen silný odpich, ale také stabilitu v zatáčkách. Posouváním adaptéru podél karbonové pružiny se přizpůsobuje dynamika a tuhost pružiny podle individuálních požadavků. To ale nemá vliv na základní stavbu.

- Anteriorní polohování adaptéru pro uvolněný běh a komfort díky zvýšenému průhybu pružiny (viz obr. 4)
- Posterioerní polohování adaptéru pro energický běh díky zvýšené podpoře pohybu vpřed (viz obr. 5)

2 4R224 Runner junior pyramidový otočný adaptér


Pyramida adaptéru je průběžně otočná, což umožňuje individuální seřízení protězy. Celkově je adaptér lehký a robustní.

3 2Z543 Podrážka Runner junior

Protiskluzová podrážka Runner junior do terénu umožňuje dítěti běhat na různém typu povrchu – od travnatých ploch až po závodní tartanovou dráhu.

Runner junior je vhodný pro aktivní děti ve věku do cca 13 let. Umožňuje jim zapojit se ve škole do tělocviku a podporuje jejich rozvoj při tréninku a závodech se svými vrstevníky. Kromě lehké karbonové konstrukce se Runner junior vyznačuje i atraktivním designem.


Dynamiku chodidla a tuhost pružiny lze přizpůsobit podle individuálních potřeb. Zkušební a definitivní vybavení se realizují snadno díky flexibilním možnostem seřízení a připojení k modulárnímu protézovému systému.



Tuhostní tabulka

Tělesná hmotnost	Tuhostní verze
15 až 20 kg	SPR-1
20 až 25 kg	SPR-2
25 až 30 kg	SPR-3
30 až 37 kg	SPR-4
37 až 45 kg	SPR-5

Doporučené řešení



Technické údaje

Max. tělesná hmotnost	45 kg
Hmotnost	170–210 g
Doporučené systémové komponenty	4R224 Runner junior pyramidový otočný adaptér 4R72 Dvojitý adaptér, titan 2R58 Trubkový adaptér dlouhý, Ø 34 mm 2R57 Trubkový adaptér krátký, Ø 34 mm 4R82 Šroubovací adaptér 4R116 Laminační kotva s pyramidovým adaptérem, otočná 4R111 Laminační kotva s adjustačním jádrem, otočná
Příslušenství	2Z543 Podrážka Runner junior


Runner junior – běžecká protéza

Fax pro objednání: +420 377 825 036 • E-mail: vavrikova@ottobock.cz

Zákazník		Adresa dodání (pokud je jiná než zákazníkova)	
Zákazník č.	<input type="text"/>	Zákazník č.	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Ulice	<input type="text"/>	Ulice	<input type="text"/>
PSC/obec	<input type="text"/>	PSC/obec	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	Tel.	<input type="text"/>
Ortotik-protetik	<input type="text"/>	Uživatel	<input type="text"/>

Přehled systému (Uvedte požadované počty kusů)

- 1 4R111**
Laminační kotva s adjustačním jádrem, otočná
Množství: _____
-
- 6 3S80=1 Sport**
Kolenní kloub (max. 100 kg)
Množství: _____
-
- 7 4R72***
Dvojitý adaptér
Velikost: 32 45 60 75
Množství: _____
-
- 10 4R224**
Runner junior pyramidový adaptér, otočný
Množství: _____
-
- 11 1E93 Runner junior**
Tuhostní verze:
 SPR-1
 SPR-2
 SPR-3
 SPR-4
 SPR-5
Množství: _____



- 2 4R116**
Laminační kotva s pyramidovým adaptérem, otočná
Množství: _____
-
- 3 4R72***
Dvojitý adaptér
Velikost: 32 45 60 75
Množství: _____
-
- 4 2R58 (dlouhý)**
Trubkový adaptér
Množství: _____
nebo
2R57 (krátký)
Trubkový adaptér
Množství: _____
-
- 5 4R82**
Šroubovací adaptér
Množství: _____
-
- 8 2R58 (dlouhý)**
Trubkový adaptér
Množství: _____
nebo
2R57 (krátký)
Trubkový adaptér
Množství: _____
-
- 9 4R82**
Šroubovací adaptér
Množství: _____
-
- 12 2Z543**
Podrážka Runner junior
Množství: _____

Datum Místo Podpis