

# Taleo Low Profile 1C53

Chodidlo připravené žít.

Taleo jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede.

## Optimální cesta je připravena:


- Pro uživatele s dlouhými pahýly a omezenou světlou výškou
- Dvojitě planžety a pružná karbonová základna zajistí uživateli hladký odval chodidla a efektivní návrat nahromaděné energie při jakékoli rychlosti chůze
- Jedinečné flexibilní spojení karbonových planžet přednoží dokáže chodidlo optimálně přizpůsobovat různým typům terénu
- Pyramidová konstrukce umožňuje lépe kontrolovat odval a pohyb vpřed, což bývá u nízkoprofilových chodidel problematické
- Nastavitelná úroveň tlumení rázů díky třem různým patním klínům
- Odolné proti sladké, slané i chlorované vodě
- Odtokové kanálky v adaptéru a otvory vespod kosmetického krytu chodidla zabraňují hromadění vody v protéze



## Technické údaje

Stupeň aktivity	3–4
Max. tělesná hmotnost	150 kg
Velikosti	22–30 cm
Kosmetický kryt chodidla	Úzký tvar pro podpatek 15 +/- 5 mm (velikost 22–25 cm) Normální tvar pro podpatek 10 +/- 5 mm (velikost 24–30 cm)
Hmotnost bez kosmetického krytu*	355 g
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	584 g
Stavební výška	65 mm (s normálním kosmetickým krytem*)

\* Pro velikost 26 cm



# Taleo Low Profile 1C53

## Objednávací list

Zákazník		Adresa dodání (pokud je jiná než zákazníka)	
Zákazník č.		Zákazník č.	
Firma		Firma	
Ulice		Ulice	
PSČ/Obec		PSČ/Obec	
Ortotik-protetik		Telefon	

### Výběr tuhosti v závislosti na:

#### 1 Tělesné hmotnosti a aktivitě a také

Tělesná hmotnost [kg]	Normální aktivita	Vysoká aktivita
do 51	1	2
52 – 58	2	3
59 – 67	3	4
68 – 77	4	5
78 – 88	5	6
89 – 100	6	7
101 – 115	7	8
116 – 130	8	9
131 – 150	9	-

#### 2 Velikosti chodidla

Velikost	Tuhost								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22									
23									
24									
25									
26									
27								*	*
28								*	*
29								*	*
30								*	*

Je k dispozici úzký kryt chodidla (výška podpatku 15 ± 5 mm)
  Jsou k dispozici oba kryty chodidla
  Je k dispozici normální kryt chodidla (výška podpatku 10 ± 5 mm)

\* Nekombinujte tuto konfiguraci s kloubem C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

### Příklad objednávky

1C53=R26-4-P/4N

Počet ks	Obj. č.	Strana	Velikost	Tuhost	P / P	Barva	Tvar
	1C53=						
<b>Strana</b>			<b>Velikost [cm]</b>	<b>Barva</b>		<b>Tvar</b>	
Pravá	R		22, 23, ..., 30	Béžová	4	Úzký	S
Levá	L			Světle hnědá	15	Normální	N
							22 – 25 cm 24 – 30 cm



Rozsah dodávky zahrnuje chodidlo Taleo Low Profile 1C53, kosmetický kryt chodidla 2C15 vč. krytky, sadu patních klínů 2F50 (3 různé stupně tvrdosti) a jednu černou punčošku Spectra.

### Doporučené kombinace\*\*

TF	KD	TT
SiOCX TF Seal 7T452=2 + ProSeal Liner 6Y81 Laminátové lůžko + Skeo Sealing Liner 6Y110 + ClickValve 21Y21	Laminátové lůžko + Skeo Sealing Liner 6Y110 + ClickValve 21Y21	Harmony P4 4R180 + Uneo 3D Liner 6Y512 + Nákolenka ProFlex Plus 453A30/40
Genium 3B1* C-Leg 4 3C98-3*	Genium 3B1*=ST C-Leg 4 3C88-3*	Laminátové lůžko + Caleo 3D Liner 6Y95 + Nákolenka ProFlex Plus 453A30/40
Otočný adaptér 4R47/4R57=ST Voděodolný otočný adaptér 4R57=WR/4R57=WR-ST Quickchange adaptér 4R10=111		Quickchange adaptér 4R10=111
Funkční kosmetika pro Genium 3F1=2 + 99B120=* Funkční kosmetika pro C-Leg 4 3F1=1 + 99B120=*	Funkční kosmetika pro Genium 3F1=2 + 99B120=* Funkční kosmetika pro C-Leg 4 3F1=1 + 99B120=*	

\*\* Veškeré komponenty jsou prodávány jednotlivě. Kompatibilita s chodidlem Taleo Low Profile 1C53 zajišťuje optimální výkon pomůcky. Ortotici-protetici musí komponenty vybrat na základě individuálních kritérií uživatele.