

Dotazník pro podtlakový systém 4R220 DVS

1. Označení produktu (např. 4R220=1):
2. Sériové číslo produktu (SN):
3. Tělesná hmotnost uživatele (kg):
4. Věk uživatele:
5. Stupeň aktivity uživatele:
 - a) SA1
 - b) SA2
 - c) SA3
 - d) SA4
6. Délka pahýlu uživatele:
 - a) Méně než 10 cm
 - b) 10–20 cm
 - c) Více než 20 cm
7. Měl/a jste problém při laminaci lůžka se systémem DVS?
 - a) Ano
 - b) Ne
8. Četl/a jste technickou informaci pro laminaci DVS?
 - a) Ano
 - b) Ne
9. Jakou jste použil/a těsnící nákolenu?
 - a) 453A2
 - b) 453A3
 - c) 453A4
 - d) 453A30
 - e) 453A40
 - f) Jinou

10. Typ předchozího lůžka:

- a) TSB pasivní podtlak
- b) TSB DVS
- c) TSB Aktivní podtlak
- d) KBM
- e) Účelový tvar s aretací na zámek
- f) Jiný

11. Jak hodnotí uživatel rozdíl oproti předchozímu vybavení?

- a) Výrazně lepší
- b) Lepší
- c) Srovnatelné
- d) Horší

12. Máte nějaké připomínky nebo návrhy pro zlepšení tohoto produktu?